

Министерство здравоохранения
Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7»
Большой Аэродром, ДОС 42-А,
г. Хабаровск, 680014,
тел./факс (4212) 23-55-77
E-mail: poliklinika7@mail.kht.ru
ИНН 2724012798 КПП 272401001
ОГРН 1022701285320 ОКПО 10317784

Директору ООО «МЕДТЕХ»
В.А.Лабусову

14.07. 2015 г. № 01-05-331
от 15.07.2015

Отзыв

Флюорограф цифровой малодозовый «КАРС»-С1 поставлен и смонтирован 18.05.2012 фирмой «МЕДТЕХ» располагается на 1 этаже поликлиники. За период работы выполнено 39372 исследования, количество выявленных заболеваний 1372.

За весь период эксплуатации 2 дня простоя - ремонтные работы (замена подшипника двери). Для пользователя (врач, лаборант, регистратор) понятен, логичен, удобен. Обращает на себя неустойчивость к внешним воздействиям съемный экран детектора в кабине (неоднократная замена растрескавшегося полотна).

Получаемое изображение соответствует всем требуемым в рентгенологии характеристикам, дополнительный набор опций полезен в работе с исследованиями.

Сохраняются трудности с формированием некоторых видов отчетов, из-за отсутствия некоторых (требуемых в нашем учреждении) пунктов фильтра. К качеству сервисного обслуживания в гарантийный и после окончания гарантии замечаний (предложений) нет. Работы выполняются качественно и своевременно.

Главный врач



Е.Г. Гандурова

Контактное лицо



Красюк Юлия Геннадьевна +79147793130